

Výrobky MOBIDERM® pro intenzivní fázi léčby lymfedému

- Bandáž a podložka MOBIDERM® jsou vyráběny jako „polotovary“, je možné je snadno stříhat běžnými nůžkami a tím zkracovat, resp. vytvořit před přiložením na tělo vhodný tvar.
- V oblasti aplikace mohou vzniknout místa se zvýšeným třením. V případě podráždění či precitlivělosti stačí vložit mezi pokožku a MOBIDERM® ochrannou vrstvu obvazu.
- Je doporučeno užívat výrobky MOBIDERM individuálně, tj. pouze jedním pacientem.
- Nepřikládejte MOBIDERM® na otevřené rány, ani na plochu kůže se známkami infekce.
- Údržba výrobků MOBIDERM® je velmi jednoduchá: krátce ručně přeperte ve vlažné mýdlové vodě, propláchněte od zbytků mýdla, lehce vytlačte přebytečnou vodu a zvolna usušte bez použití sálavého tepla.

V lymfologii umožňuje MOBIDERM®:

- Rychle obnovit mobilitu podkožních tkání.
- Zlepšit pružnost zatvrdlých ploch pokožky.
- Připravit tyto tkáně k dosažení lepší účinnosti lymfatické drenáže.
- Obnovit fyziologické podmínky pro výměnu na úrovni mikrooběhu.
- Uspořit čas při intenzivní fázi léčby.

V dermatologii umožňuje MOBIDERM®:

- Účinně ošetřit a změkčit hypertrofické jizvy a ztvrdlé tkáně (hyperkeratóza...).

V traumatologii, ortopedii a estetické chirurgii umožňuje MOBIDERM®:

- Drénovat otoky (často bolestivé).
- Zlepšit hojení tkání.

BANDÁŽ
MOBIDERM®



PODLOŽKA
MOBIDERM®

UPOZORNĚNÍ!

Tyto výrobky jsou zařazeny do kapitoly 01 Číselníku VZP a mohou být předepsány pouze specialistou „J16“ (odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou); poukaz musí být potvrzen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny:

**BANDÁŽ MOBIDERM 10 cm × 3 m
S KOSTIČKAMI 15 x 15 mm
kód VZP 0082006**

**PODLOŽKA MOBIDERM® 25 cm × 1 m
S KOSTIČKAMI 15 × 15 mm
kód VZP 0082007**

**PODLOŽKA MOBIDERM® 25 cm × 1 m
S KOSTIČKAMI 5 × 5 mm
kód VZP 0082008**

THUASNE – dlouhodobá tradice v oblasti vývoje a výroby zdravotnických pomůcek

- Více než 160 let zkušeností
- Vysoce kvalitní produkty
- Jedinečnost výrobních technologií
- Vlastní výzkum a vývoj
- Široké spektrum výrobků



Thuasne CR s. r. o.
Naskové 3, 150 00 Praha 5
Objednávky:
602 189 582, 606 189 582
E-mail: sklad@thuasne.cz
objednavky@thuasne.cz
www.thuasne.cz

Photo Thuasne © Studio Caterin



MOBIDERM® INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K LÉČBĚ LYMFEDÉMU



Wings for your health

Výrobky MOBIDERM® pro udržovací fázi léčby lymfedému

Kompresivní návleky MOBIDERM® slouží především pro stabilizaci redukce objemu lymfedému v období udržovací fáze léčby. Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny částečně.



Autofit 3733
KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEK
NA SUCHÝ ZIP

- Velké kostičky 15 × 15 mm na paži
- Malé kostičky 5 × 5 mm na ruce
- 6 velikostí, 2 délky
- 2 provedení: zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou ruku

NENÍ HRAZENO POJIŠŤOVNOU

Měření velikostí (cm)

	E	D	C	B
1	25-32	22-28	15-19	17-21
2	29-36	24-30	16-20	17-21
3	33-40	26-32	17-21	18-22
4	37-44	28-34	17-21	18-22
5	41-48	30-36	18-22	19-23
6	45-52	31-37	19-23	20-24

Normal L = 40-45 Long L = 45-50



Autofit 3734
KOMPRESIVNÍ NÁVLEK NA LÝTKO
NA SUCHÝ ZIP

- Velké kostičky 15 x 15 mm na lýtku
- Malé kostičky 5 x 5 mm na nártu
- 4 velikosti, 4 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou nohu)

NENÍ HRAZENO POJIŠŤOVNOU

Měření velikostí (cm)

	B	C	D
1	16-24	24-35	25-36
2	20-28	32-43	32-43
3	24-32	40-51	39-50
4	28-36	48-59	46-57

Short L = 38-40 Long L = 42-44
Normal L = 40-42 Xtra Long L = 44-46



Autofit 3735
KOMPRESIVNÍ NÁVLEK NA NOHU
NA SUCHÝ ZIP

- Velké kostičky 15 × 15 mm na noze
- Malé kostičky 5 × 5 mm na nártu
- 4 velikosti, 4 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou nohu)

NENÍ HRAZENO POJIŠŤOVNOU

Měření velikostí (cm)

	B	C	G
1	16-24	24-35	46-57
2	20-28	32-43	53-65
3	24-32	40-51	61-72
4	28-36	48-59	68-80

Short L = 67-72 Long L = 77-82
Normal L = 72-77 Xtra Long L = 82-87



MOBIDERM® 3730
KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ
NÁVLEK STANDARD

- Velké kostičky 15 × 15 mm
- 10 velikostí, 2 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou ruku)

Kód VZP 0171710
částečně hrazeno

Měření velikostí (cm)

	C	D	E
1	14-16	22-25	25-29
1+		24-27	28-32
2	16-18	25-28	29-33
2+		27-30	31-35
3	18-20	28-31	32-36
3+		30-33	35-39
4	20-22	31-34	35-39
4+		33-36	38-42
5	22-24	34-37	38-42
5+		36-39	41-45

Long >165cm
Normal <165cm



MOBIDERM® 3731
KOMPRESIVNÍ
RUKAVIČKA BEZ PRSTŮ

- Malé kostičky 5 × 5 mm
- 6 velikostí
- Oboustranné použití (pro pravou i levou ruku)

Kód VZP 0171711
částečně hrazeno

Měření velikostí (cm)

	C	B
1	14-16	15-17
2	16-18	17-19
3	17-19	19-21
4	19-21	21-23
5	20-22	23-25
6	21-23	25-27



MOBIDERM® 3732
KOMPRESIVNÍ
RUKAVIČKA S PRSTY

- Malé kostičky 5 × 5 mm
- 6 velikostí
- 2 provedení: zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou ruku

Kód VZP 0171712
částečně hrazeno

Měření velikostí (cm)

	C	B
1	14-16	15-17
2	16-18	17-19
3	17-19	19-21
4	19-21	21-23
5	20-22	23-25
6	21-23	25-27